

КОСТЫЛИ

ТСР		Характеристики и конструктивные особенности									
№	Наименование	Масса изделия, кг		Ширина рукоятки		Максимальная допустимая нагрузка			Высота изделия		
		Указание в ИПРА	Основания	Указание в ИПРА	Основания	Указание в ИПРА	Основания	Указание в ИПРА	Основания		
6-04-01	Костыли с опорой под локоть с устройством противоскольжения	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ		«Ширина рукоятки – 25-50 мм»	Всегда	Максимальная допустимая нагрузка -	15	до 15 кг	Высота изделия -	до 680 мм	до 900 мм
6-04-02	Костыли с опорой под локоть без устройства противоскольжения						25	16-25 кг		до 920 мм	до 1100 мм
							35	26-35 кг		до 950 мм	до 1300 мм
6-04-03	Костыли с опорой на предплечье с устройством противоскольжения						45	36-45 кг		до 1080 мм	до 1600 мм
							60	46-60 кг		до 1210 мм	до 1800 мм
6-04-04	Костыли с опорой на предплечье без устройства противоскольжения						80	61-80 кг		до 1350 мм	до 2000 мм
							100	81-100 кг			
		125	101-125 кг								
6-04-05	Костыли подмышечные с устройством противоскольжения	«Масса изделия - до 3 кг»	Всегда	«Ширина рукоятки – 25-50 мм»	Всегда	Максимальная допустимая нагрузка -	15	до 15 кг	Высота изделия -	Расчёт по формуле	рост пользователя минус 400 мм.
6-04-06	Костыли с опорой подмышечные без устройства противоскольжения						25	16-25 кг			
							35	26-35 кг			
							45	36-45 кг			
							60	46-60 кг			
							80	61-80 кг			
							100	81-100 кг			
		125	101-125 кг								

ТСР		Характеристики и конструктивные особенности							
№	наименование	Шаг между ступенями, см		Максимальная нагрузка, кг		Общая длина изделия, см		Ширина, см	
		Указание в ИПРА	основания	Указание в ИПРА	основания	Указание в ИПРА	основания	Указание в ИПРА	основания
ОПОРЫ В КРОВАТЬ									
6-05-01	Опора в кровать веревочная	Шаг между ступенями - 30 см» или «Шаг между ступенями - 17 см»	в зависимости от характера инвалидизирующей патологии и предпочтения гражданина	Максимальная нагрузка – вес пользователя кг	«Общая длина изделия – 140 см»	при шаге между ступенями 30 см	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ		
					«Общая длина изделия – 159 см»	при шаге между ступенями 17 см			
6-05-02	Опора в кровать металлическая	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ			НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ		«Ширина - 63 см» или «Ширина - 68 см»	в зависимости от предпочтения гражданина с целью удобства использования	
ПОРУЧНИ									
ТСР		Характеристики и конструктивные особенности							
№	наименование	Диаметр, мм				Длина, см			
		Указание в ИПРА		основания		Указание в ИПРА		основания	
6-11-01	Поручни (перила) для самоподнимания угловые	«поручни круглого сечения диаметром не менее 30 мм		ИПРА ребёнка-инвалида		«Длина 30/40/60/70/80/100 см»		при отсутствии предпочтений инвалида	
		поручни круглого сечения диаметром не более 50 мм и/или некруглого сечения толщиной до 60 мм		ИПРА инвалида		одно или несколько из вышеперечисленных значений		по предпочтению инвалида	
6-11-02	Поручни (перила) для самоподнимания прямые (линейные)	«поручни круглого сечения диаметром не менее 30 мм		ИПРА ребёнка-инвалида		«Длина 30/40/60/70/80/100 см»		при отсутствии предпочтений инвалида	
		поручни круглого сечения диаметром не более 50 мм		ИПРА инвалида		одно или несколько из вышеперечисленных		по предпочтению инвалида	

		и/или некруглого сечения толщиной до 60 мм		значений	
--	--	--	--	----------	--